

POCHETTE DE CHAUD/ FROID REUTILISABLE

Présentation:

- Enveloppe en PVC.
- Se réchauffe ou se refroidit.

Caractéristiques:

- Cryothérapie; diminution de la température de l'épiderme.
- Thermothérapie; augmentation de la température de l'épiderme.
- Peut être chauffé au micro-ondes ou au bain marie (max 70°); pour le froid, placez le dans le surgélateur de votre frigo.

Applications:

- Froid, c'est un antidouleur idéal en cas de migraine, fièvre, mal aux dents, entorse, contusion, hématome.
- Chaud, soulage les douleurs chroniques dorsales, pelviennes, musculaires, rhumatismales.

Précautions:

- Ne jamais appliquer le coussin directement sur la peau, sur une plaie ouverte ou sur une personne souffrant de problèmes circulatoires.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Ne pas avaler le contenu. (en cas d'absorption, faire vomir et appeler un médecin).



13x14 cm (par 2)
12x25 cm

Ref 05042
Ref 05043

S.A. Eurodist N.V.

143 chaussée de Namur 1402 Thines (Belgium)
Tel : 32 67 63 49 90 Fax : 32 67 84 11 84
www.eurodist.be E Mail : info@eurodist.be